

Aparato para la determinación de azufre Q301

En el control de calidad de los metales ferrosos, aceros y aceros especiales, la determinación del azufre es muy importante y con este sencillo aparato basado en métodos convencionales, obtendremos resultados exactos y confiables.



Especificaciones técnicas

Modelo	Dim. externas (L x A x A)
Q301	27 x 35 x 100 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Permite realizar la determinación de azufre por el método yodométrico o de agua oxigenada;
- Base rectangular de acero inoxidable;
- Soporte para bureta de absorción de acrílico;
- Ampolla de absorción con burbujeador y llave de drenaje;
- Llave de 3 vías para aprovechar la combustión de la muestra;
- Bureta de vidrio ámbar de 8 mL con "cero automático", división 1/50;
- Tubo de alimentación de la bureta independiente de la misma;
- Depósito de 2.000 mL de vidrio ámbar;
- Para realizar la combustión de la muestra, es necesario el uso del horno Q320M y del kit Q300K (opcionales);
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

