

Dissolutor de comprimidos automático Q850

Este aparelho é utilizado para a verificação do tempo de dissolução de comprimidos e a quantificação de princípios ativos, liberados em meio apropriado, dentro de um período de tempo especificado, segundo a monografia de cada produto, descritas nas metodologias pertinentes (Farmacopeias). Se o fármaco não dissolver no intervalo de tempo especificado, não haverá uma concentração adequada do fármaco no sangue necessária para ação terapêutica desejada.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Dim. Externas (CxLxA)
Q850	220 V	1.200 W	8	48 x 54 x 68 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Faixa de temperatura do banho de 20 a 45 °C, com precisão de $\pm 0,5$ °C;
- Velocidade programada de 20 a 200 rpm com precisão ± 2 rpm;
- Temporizador 1 a 999 minutos com exatidão $\pm 0,5$ min;
- Gabinete de chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Banho de água em acrílico incolor, com dreno lateral;
- Bomba de circulação que proporciona homogeneidade de temperatura;
- Copos de vidro borossilicato, com fundo esférico, capacidade de 1.000 mL;
- Pás de aço inox 316 L com desvio de $\pm 0,5$ mm;
- Cestos de aço inox 316 L com desvio de ± 1 mm;
- Centralização ± 2 mm.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

