

Analizador de DBO5 Q751

Aparelho fácil de ser operado, permite uma leitura direta dos dados, os quais são comparáveis aos do método de diluição química.



Especificações técnicas

Modelo	tensão	Potência	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q751	220 v	370 w	58 x 58 x 58 cm	85 x 72 x 130 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Permite a realização da análise com 8 provas simultâneas;
- Indicadores luminosos para identificação das amostras sob teste;
- Trabalha em temperatura ambiente de 0 a 40 °C;
- Oito agitadores magnéticos incorporados;
- Faixa de medição entre 0 e 1000 mg/L;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Estufa para a climatização do sistema com programação e indicação digital da temperatura com precisão de + 0,5 °C com iluminação fluorescente interna, porta interna em vidro para observação do andamento dos testes, faixa de trabalho entre 5 °C e 50 °C com sistema de refrigeração incorporado, acompanha o aparelho 10 frascos de incubação, 10 copos herméticos, 10 barras magnéticas, correias para o motor, graxa para vácuo e manual de instruções
- Obs.: não utilizar produto inflamável no interior da câmara.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

