

Aparato para la determinación de carbono Q300

En el control de calidad de metales ferrosos, aceros y ferroaleaciones, uno de los análisis principales es el de carbono. Con este aparato básico y económico se obtienen resultados seguros, precisos y confiables.



Especificaciones técnicas

Modelos	Escalas	Dimensiones externas
Q300	0 a 1,5 %	26 x 55 x 97 cm
Q300A	0 A 4,5 %	26 x 55 x 97 cm
Q300B	0 A 0,5 %	26 x 55 x 97 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Base rectangular de acero inoxidable;
- Llave de 3 vías de vidrio;
- Frasco de nivel;
- Visor de vidrio tipo bola;
- Tubo capilar refrigerante de gas;
- Ampolla de absorción con burbujeador;
- Bureta de medición con escala graduada;
- Termómetro de vidrio de 0 a 50 °C;
- Conjunto lavador de gas oxígeno;
- Accesorios: para realizar la combustión de la muestra es necesario el uso del horno Q320M2 y del kit Q300k (opcionales), que contiene:
 - a. 100 nacelas de porcelana
 - b. 1 barómetro de mercurio Q306;
 - c. 1 tabla de corrección;
 - d. 1 tubo de combustión;
 - e. 1 extractor de nacelas;
 - f. 1 juego de soluciones.
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

