

Aparelho para determinação de enxofre Q301

No controle de qualidade dos metais ferrosos, aços e aços especiais, a determinação do enxofre é muito importante e com este aparelho simples, baseado em métodos convencionais, teremos resultados exatos e confiáveis



Especificações técnicas

Modelo	Dim. Externas (C x L x A)
Q301	27 x 35 x 100 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Permite fazer determinação de enxofre pelo método iodométrico ou água-oxigenada;
- Base retangular em aço inox;
- Suporte para bureta de absorção em acrílico;
- Ampola de absorção com borbulhador e torneira de escoamento;
- Torneira de 3 vias para aproveitar a queima da amostra;
- Bureta em vidro âmbar de 8 mL com "zero automático", divisão 1/50;
- Tubo de alimentação da bureta independente da mesma;
- Reservatório de 2.000 mL em vidro âmbar;
- Para ser feita a combustão da amostra, é necessário o uso do forno Q320M e do kit Q300K (opcionais);
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

