

## Balanza de precisión Q520

Balanza semianalítica homologada por el INMETRO y suministrada con verificación inicial del IPEM-SP (Instituto de Pesos y Medidas del Estado de São Paulo).



### Especificaciones técnicas

| Modelo    | Tensión  | Potencia | Capacidad | Precisión | Dim. Ext. (L x A x A) | Peso |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------|
| Q520-720  | 90~240 V | 13 W     | 720 g     | 0,002g    | 34,5 x 21,5 x 16,5 cm | 5 kg |
| Q520-5200 | 90~240 V | 13 W     | 5.200 g   | 0,02g     | 34,5 x 21,5 x 16,5 cm | 5 kg |

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Capacidad total de **720 g (Q520-720)**, **5200 g (Q520-5200)**;
- Autoajuste mediante peso interno
- Funciones: conteo de piezas, porcentaje, pesaje de animales, densidad de sólidos y líquidos;
- Pantalla LCD retroiluminada;
- Legibilidad de 0,001 g, tres decimales (**Q520-720**), legibilidad de 0,01 g, dos decimales(**Q520-5200**);
- Tara total **720 g (Q520-720)**, **5200 g (Q520-5200)**;
- Desviación estándar +/- 0,002 g (**Q520-720**), +/- 0,01 g(**Q520-5200**);
- Linealidad + 0,002 g(**Q520-720**), linealidad + 0,03 g(**520-5200**) ;
- Tiempo de estabilización: aproximadamente 4 segundos;
- Compensación automática de la temperatura ambiente en el momento del pesaje, para evitar la calibración constante; compensa entre 15 °C y 30 °C;
- Indicador visual de la estabilización de la lectura, garantizando resultados confiables;
- Diámetro del plato de pesaje: 11 cm;
- Cámara redonda de vidrio y tapa de acero inoxidable para proteger el plato;
- Posee 3 filtros digitales de vibración adaptables a la necesidad y al ambiente de trabajo;
- Salida de datos serie RS232;
- Impresora QA21765 opcional;
- Incluye fuente de alimentación, funda de plástico y manual de instrucciones.

### Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

