



Bomba de vacío y presión sin aceite Q955P1

La bomba de vacío y presión de diafragma tiene las características de bombeo continuo sin aceite, bajo nivel de ruido, alta eficiencia y durabilidad. Se utiliza principalmente en análisis de productos médicos, ingeniería química, farmacia bioquímica, análisis alimentarios, investigación y resolución de casos criminales. Ideal para uso en aparatos de cromatografía de alta precisión.

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (PxAxA)
Q955P1	220 V	160 W	9 kg	21 x 16 x 23,5 cm



BOMBA DE VACÍO Y PRESIÓN SIN ACEITE Q955P1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Funciona según el principio de diafragma;
- Asa para transporte;
- Vacío final de 22,9 inHg, 584 mmHg o 778 mbar;
- Desplazamiento de aire: 30 L/m;
- Presión máxima de 40 psi;
- Diámetro del espigón $\varnothing 6$ mm;
- Ruido máximo 50 dB;
- No recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos y productos orgánicos (Para aplicaciones severas recomendamos las bombas de hidrovacío Q355A y Q355J);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

