

Electroanalizador de metales Q297

Entre las técnicas de análisis cuantitativos, tenemos la electrogravimétrica que se aplica para la determinación de algunos metales no ferrosos tales como: cobre, zinc, plomo, cadmio, níquel, plata, cobalto y bismuto.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxH)
Q297-2	220 V	400 W	47 x 38 x 61 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Estructura en chapa de acero revestida en epoxi electrostático;
- Bornes de salida para 10 voltios, 10 amperios, DC;
- Control electrónico del amperaje;
- Galvanómetros indicadores de voltaje y amperaje;
- Llave inversora de la polaridad;
- Agitador magnético con calentamiento y controles para la velocidad y calentamiento;
- Soporte específico para electrodos de platino, (cátodo y ánodo);
- Fácil remoción, pues está compuesto por dos unidades autónomas y separadas;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones;
- Obs. Los electrodos no acompañan el electroanalizador.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

